

## Novas soluções para indicações com espaços interdentários limitados



### O mais forte implante de pequeno diâmetro<sup>1</sup>

O Straumann® Standard Plus Narrow Neck Implant (endósseo Ø 3,3 mm / protético Ø 3,5 mm) representa o padrão de referência do mercado para implantes de pequeno diâmetro. Pode ser agora usado com plena confiança numa gama mais ampla de indicações:

- Substituição de dentes individuais
- Próteses parciais fixas
- Próteses híbridas (prótese de encaixe esférico disponível como produto fabricado por medida)

### Redução para metade do tempo de cicatrização

O Narrow Neck Implant está agora disponível com SLActive, a primeira superfície de implante quimicamente activa com propriedades hidrófilas. A superfície SLActive acelera significativamente o processo de osteointegração. A nova superfície Straumann oferece maior segurança em todas as indicações e melhora a previsibilidade dos tratamentos.

<sup>1</sup>Medidas comparativas de resistência à fadiga de implantes de pequeno diâmetro segundo a norma ISO 14801.